



TB-EliSpot

Material	<u>Heparin-Blut</u> , 7,5 <u>mL</u> , nicht kühlen! Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme (Montag bis Freitag) im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Lymphozyten benötigt. Nach Eintreffen im Labor sollte das Material nicht älter als 24 Std. sein.
Methode	EliSpot-Assay
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	▶ <u>Tuberkulose-Tests</u> ▶ <u>TB-EliSpot - Mendel-Mantoux-Test aus der Retorte</u> (Laborinformationen 2005)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> <u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>