



## Thrombozyten-Autoantikörper

<b>Testparameter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Thrombozyten-Autoantikörper (freie)</li><li>▶ Thrombozyten-Autoantikörper (gebundene)</li></ul>
<b>B-Zell-Epitope</b>	GP1Ib / IIIa
<b>Material</b>	<b><u>Serum</u></b> , 2 ml (freie Autoantikörper) <b>Citrat- oder EDTA-Blut</b> , 5,0 ml (gebundene Autoantikörper)
<b><u>Referenzbereich</u></b>	negativ
<b>Methode</b>	<u>WB</u> , FC
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	▶ siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>