



Thyreoideaperoxidase-Autoantikörper

Synonyma	MAK, Mikrosomen-Autoantikörper
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
<u>Referenzbereich</u>	< 9 U/ml
Methode	LIA
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	▶ <u>Diabetes mellitus Typ 1 (DM1) assoziierte Autoimmunerkrankungen</u> (Laborinformation 2007)
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe <u>https://hpseelig.de</u>