



Tissue Polypeptide Specific Antigen

Akronym	TPS
Material	<u>Serum</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 <u>mL</u> , 24 Stunden <u>gekühlt</u> (4 - 8 °C), danach tiefrieren (-20 °C)
<u>Referenzbereich</u>	< 80 U/L
Methode	<u>RIA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>
Erhöhte Werte	maligne Ursachen: Karzinome benigne Ursachen: dialysepflichtige Niereninsuffizienz, Leber- und Gallenwegserkrankungen, Schwangerschaft, Virus-Infektionen. falsch erhöht: Anti-Maus-Immunglobulin-Antikörper, z. B. nach Immunszintigraphie.