



Transferrin-Varianten bei CDG-Syndrom

CDG Congenital Disorder of Glycosylation

Material Serum, 2 mL

Referenzbereich

| Testparameter | |
|-----------------------|-------------------|
| Asialotransferrin | nicht nachweisbar |
| Monosialotransferrin | nicht nachweisbar |
| Disialotransferrin | < 1,8 % |
| Trisialotransferrin | < 5,0 % |
| Tetrasialotransferrin | 78,0 - 89,0 % |
| Pentasialotransferrin | 8,0 - 16,0 % |

Methode HPLC

Qualitätskontrolle intern

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie