



U2-snRNP-Autoantikörper

Testparameter	▶ anti-U2-A' ▶ anti-U2-B''
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 ml
<u>Referenzbereich</u>	negativ
Methode	<u>WB</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
Siehe auch	▶ <u>ENA-Suchtest</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de