



Viskositätsbestimmung

Material [Serum](#), 2 mL
[EDTA-Plasma](#) oder [Heparin-Plasma](#), 2 mL
[EDTA-Blut](#), 2,7 mL (Blutbildröhrchen) oder [Heparin-Blut](#)

Referenzbereich	[mPa.s (cP)]
Serum	1,1 - 1,7
Plasma	1,2 - 1,9
Blut	3,9 - 4,7

Methode [Kegelplatten-Rotationsviskosimetrie](#)

Qualitätskontrolle [UK NEQAS](#)

Anforderungsschein [Download](#)

Auskünfte [Klinische Chemie und Toxikologie](#)