



West-Nil-Virus-Antikörper

Testparameter	West-Nil-Virus-IgG Antikörper West-Nil-Virus-IgM Antikörper		
Material	<u>Serum, 1 mL</u>		
Entscheidungsgrenze	IgG/IgM:	N: < 0,8 AK-Ratio	Grauzone: < 1,1 AK-Ratio
Methode	<u>ELISA</u>		
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>		
Anforderungsschein	<u>Download</u>		
Auskünfte	<u>Infektionsimmunologie</u>		