




## Escitalopram



<b>Präanalytik</b>	Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls
<b>Material</b>	<u>Serum, 2 mL</u>
<b>Therap. Bereich</b>	15 - 80 ng/mL
<b>Tox. Bereich</b>	> 160 ng/mL 
<b>Methode</b>	<u>HPLC (UV-Detektion)</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Siehe auch</b>	<u>Citalopram</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
<b>Stoffgruppe</b>	Antidepressiva
<b>Handelsnamen</b>	▶ Ciprallex