



3-Methoxytyramin

Präanalytik Ein Tag vor der Sammelperiode keine Bananen oder Käse essen. Wenn klinisch möglich, 8 Tage vor Sammelperiode Antihypertensiva absetzen, bis 3 Tage vor Test keine Röntgen-Kontrastmittel verwenden.

Material Urin, 10 mL aus 24-Std.-Sammelurin. Urinvolumen bitte angeben.
15 mL konzentrierte HCl in das Sammelgefäß vorlegen (pH 2 - 3).

Referenzbereich

Alter	[µg/24 Std.]
18 - 40 Jahre	< 459,8
40 - 60 Jahre	< 426,4
> 60 Jahre	< 384,6

Methode HPLC

Qualitätskontrolle Zertifikat

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie