



## Ethylglucuronid

<b>Screening</b>	quantitativ
<b>Bestätigungstest</b>	quantitativ
<b>Material</b>	<b>Screening</b> <a href="#">Urin</a> , (10 <a href="#">mL</a> ) oder Serum (1 mL)
	<b>Bestätigung</b> <a href="#">Urin</a> , (10 <a href="#">mL</a> ) oder Serum (1 mL)

<b>Cut off</b>	Ethylglucuronid	<b>[mg/L]</b>
	<b>Screening</b> Urin	0,5
	<b>Bestätigung</b> Urin	0,5
	Serum/Plasma	0,1
	Ethylsulfat	<b>[mg/L]</b>
	<b>Bestätigung</b> Urin	0,05
	Serum/Plasma	0,05

<b>Methode</b>	▶ Screening <a href="#">CEDIA</a> ▶ Bestätigungstest LC-MS/MS
<b>Qualitätskontrolle</b>	<a href="#">Zertifikat</a>
<b>Anforderungsschein</b>	<a href="#">Download</a> und <a href="#">Analysenposition</a>
<b>Auskünfte</b>	<a href="#">Klinische Chemie und Toxikologie</a>