



Interleukin 2

Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-Plasma</u> , <u>Citrat-Plasma</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
<u>Referenzbereich</u>	< 31,2 pg/mL
Methode	<u>Elisa</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>