



Interleukin 8

Material	<u>Serum</u> oder <u>EDTA-Plasma</u> , 1 <u>mL</u> , <u>gekühlt</u> (4 - 8 °C) oder <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
<u>Referenzbereich</u>	< 62 pg/mL
Methode	<u>CLIA</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>