



Komplement, Nebenschlussaktivität

Akronym	AP50
Material	<u>Serum</u> , 1 mL, tiefgefroren (-20 °C) Bitte kein EDTA-oder <u>Citrat-Plasma</u> einsenden! Präanalytik beachten.
<u>Referenzbereich</u>	30 – 113 %
Methode	ELISA
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>