



## Ku-Autoantikörper

<b>Material</b>	<u>Serum</u> , 1 mL EDTA-Plasma oder Heparin-Plasma, 1 mL
<b>Referenzbereich</b>	< 10 <u>Ak-Ratio</u> , Grauzone 10-15 <u>Ak-Ratio</u>
<b>Methode</b>	<u>RIP</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b>Siehe auch</b>	▶ Myositis-Autoantikörper
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	▶ siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>