



## Lysozym

**Testparameter** Lysozym (Serum)  
Lysozym (Liquor)  
Lysozym (Urin)

**Material** Serum, 1 mL  
Liquor, 2 mL  
Urin, 10 mL aus 24-Std.-Sammelurin. Urinvolumen bitte angeben.

### Referenzbereich

	[mg/L]
<b>Serum</b>	4,6 - 17,6
<b>Liquor</b>	< 2,3
<b>Urin</b>	< 2,3

**Methode** RID

**Qualitätskontrolle** intern

**Anforderungsschein** Download und Analysenposition

**Auskünfte** Immunchemie

**Indikationen** DD bakterielle und abakterielle Meningitis, Harnwegsinfekte bei Kindern, Leukämien, myeloische und monozytäre (DD und Indikator für Aktivität), Panmyelopathie, Verdacht auf tubuläre Funktionsstörung bei Nierenerkrankungen, Verdacht auf Nierentransplantatabstoßung.