



M-Typ-Phospholipase A2-Rezeptor- Autoantikörper

Akronym	anti-PLA2R
Material	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 mL
<u>Referenzbereich</u>	< 14 RE/mL Grauzone < 20
Methode	Elisa
Qualitätskontrolle	<u>UK NEQAS</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Autoimmundiagnostik</u>
Indikationen und Immunpathologie	▶ siehe https://hpseelig.de