




Methylphenidat



Präanalytik	Blutentnahme entweder 2 Std. nach Gabe von 20 mg „immediate release“-Präparat oder 7 Std. nach Gabe von 40 mg „extended release“-Präparat.
Material	<u>Serum</u> , 1 mL, <u>tiefgefroren</u> (-20 °C)
Therap. Bereich	13 - 22 µg/L
Tox. Bereich	> 44 µg/L 
Methode	<u>LC-MS/MS</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Stoffgruppe	Psychopharmaka
Handelsnamen	<ul style="list-style-type: none">▶ CONCERTA▶ Equasym▶ Medikinet▶ Methylpheni▶ Ritalin