



## Mycophenolsäure



<b>Präanalytik</b>	Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u>
<b>Therap. Bereich</b>	1,0 - 3,5 mg/L
<b>Methode</b>	<u>LC-MS/MS</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
<b>Stoffgruppe</b>	Immunsuppressiva
<b>Handelsnamen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ CellCept</li><li>▶ MYCOPHENO-cell</li><li>▶ Mycophenolatmofetil</li><li>▶ Myfortic</li></ul>