



Pankreas-Elastase 1

Material Stuhl, 5 g

Referenzbereich		[µg/g]
	normal	200 - > 500
	leichte/mittlere Pankreasinsuffizienz	100 - 200
	schwere Pankreasinsuffizienz	< 100
Referenzbereiche gelten für geformten Stuhl. Bei pathologischen Ergebnissen aus breiigen oder wässrigen Proben wird eine Kontrolle aus geformter Stuhlprobe empfohlen.		

Methode Elisa

Qualitätskontrolle Zertifikat

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie