



## PCNA-Autoantikörper

<b>Akronym von</b>	Proliferating cell nuclear antigen
<b>Synonyma</b>	Cyclin
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , <u>EDTA-</u> oder <u>Heparin-Plasma</u> , 1 ml
<b>Referenzbereich</b>	< 10 <u>Ak-Ratio</u> , Grauzone 10-15 <u>Ak-Ratio</u>
<b>Methode</b>	<u>RIP</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b>Siehe auch</b>	▶ <u>Autoantikörper-Tabelle – ANA-Diagnostik</u> (Laborinformation 2012)
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Autoimmundiagnostik</u>
<b>Indikationen und Immunpathologie</b>	▶ siehe <a href="https://hpseelig.de">https://hpseelig.de</a>