



Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie

Akronym	PNH-Test
Material	<u>EDTA-Blut</u> , 2,7 <u>mL</u> (Blutbildröhrchen), nicht kühlen! Das Material sollte spätestens 24 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen. Für die Untersuchung werden vitale Granulozyten und Monozyten benötigt.
<u>Referenzbereich</u>	▶ siehe Befund
Methode	<u>FC</u> , analysiert werden die Erythrozyten, Retikulozyten, die neutrophilen Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten.
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>