



## Porphobilinogen

<b>Material</b> bitte an	<u>Urin</u> , 20 mL aus <u>24-Std.-Sammelurin</u> oder Spontanurin, lichtgeschützt. Urinvolumen geben.
<b><u>Referenzbereich</u></b>	< 7,5µmol/24 Std. < 1,01 mmol/mol Kreatinin      GZ: 1,01 – 2,24
<b>Methode</b>	<u>ITC</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Siehe auch</b>	<u>Porphyrine</u> , <u>Porphyrie-Diagnostik</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> <u>Download</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>