



Porphyrine, gesamt

Testparameter	<u>Porphyrine</u> (Urin) Porphyrine (Stuhl)
Material	<u>Urin</u> , 20 mL aus <u>24-Std.-Sammelurin</u> oder Spontanurin, lichtgeschützt. Urinvolumen bitte angeben. <u>Stuhl</u> , 5 g, lichtgeschützt.
Referenzbereich	Urin < 209 nmol/24 Std. < 28,28 µmol/mol Kreatinin Stuhl 12 - 85 µg/g
Methode	<u>PHOT</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u> <u>Download</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>