



Renin

Material EDTA-Plasma, 2 mL, tiefgefroren (-20 °C)

Referenzbereich	Erwachsene	[pg/mL]
	aufrecht	2,6 – 27,7
	liegend	1,7 – 23,9

Methode CLIA

Qualitätskontrolle Zertifikat

Funktionstests

- ▶ Furosemidtest
- ▶ Captopril-Test
- ▶ Aldosteron-Suppressionstest (NaCl-Belastungstest)
- ▶ Orthostase-Test

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Endokrinologie / RIA-Labor