



Testosteron

Material Serum oder Heparin-Plasma, 1 mL

<u>Referenzbereich</u>	<u>[ng/mL]</u>		
Männer	> 18 Jahre	1,75 - 7,81	
Frauen	> 18 Jahre	< 0,75	
Mädchen	< 10 Jahre	< 0,30	
Jungen	< 10 Jahre	< 0,40	
Tanner Stadium	Mädchen	Jungen	
	I	< 0,08	< 0,05
	II	< 0,24	< 1,67
	III	< 0,28	0,21 - 7,19
	IV	< 0,31	0,25 - 9,12
	V	< 0,33	1,1 - 9,75

SI-Einheiten Berechnung

Methode ILMA

Qualitätskontrolle Zertifikat

Funktionstests HCG-Stimulationstest

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Auskünfte Endokrinologie / RIA-Labor

Abbildung 1

