



## Thienopyridin/Clopidogrel-Resistenz

<b>Testparameter</b>	<u>Thrombozyten</u> , Überprüfung des Phosphorylierungszustandes des VASP-Protein (Vasodilator Stimulated Phosphoprotein) in Anwesenheit von Thienopyridinen.
<b>Material</b>	<u>Citrat-Blut</u> , 2 mL Das Material sollte spätestens 36 Stunden nach Abnahme im Labor eintreffen.
<b>Methode</b>	<u>FC</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>intern</u>
<b>Siehe auch</b>	<u>Clopidogrel- und Aspirin-Resistenz</u> (Laborinformationen 2007)
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Zelluläre Immunologie / Immungenetik</u>