



Thymidinkinase

Akronym	TK
Testparameter	Thymidinkinase (Serum) Thymidinkinase (Liquor) - nicht akkreditiertes Verfahren -
Material	<u>Serum</u> oder <u>EDTA-Plasma</u> , 1 mL, <u>gekühlt</u> (4 - 8 °C) oder <u>tiefgefroren</u> (-20 °C) <u>Liquor</u> , 1 mL, tiefgefroren (-20 °C)

Referenzbereich

	[U/L]
Serum, Plasma	< 7,5
Liquor	< 2

Methode	<u>CMIA</u>
Qualitätskontrolle	<u>intern</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Endokrinologie / RIA-Labor</u>