



## Toxoplasma gondii-DNA

<b>Material</b>	Biopsie (Lymphknoten, Lunge), <u>tiefgefroren</u> (-20°C) <u>Fruchtwasser</u> <u>EDTA-Blut</u> , 2,7 mL (Blutbildröhrchen) Bronchialsekret <u>Liquor</u> , 1 <u>mL</u>
<b>Methode</b>	<u>NAA</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b><u>Anforderungsschein</u></b>	<u>Download</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Molekulargenetische Infektionsdiagnostik</u>