



Trinkwasseruntersuchungen

- ▶ Bitte beachten Sie, dass bakteriologische Wasseruntersuchungen nur bei ausreichend großen Probenvolumina durchgeführt werden können.

	Untersuchter Keim	Probenvolumen	Transportbedingung
	Escherichia coli*	250 mL	gekühlt (4 - 8 °C)
	Coliforme Keime*	250 mL	gekühlt (4 - 8 °C)
	Enterokken*	250 mL	gekühlt (4 - 8 °C)
	Keimzahl 22°C*	250 mL	gekühlt (4 - 8 °C)
	Keimzahl 36°C*	250 mL	gekühlt (4 - 8 °C)
	Pseudomonas aeruginosa	150 mL	gekühlt (4 - 8 °C)
	Clostridium perfringens	150 mL	gekühlt (4 - 8 °C)
	Legionellen	150 mL	Raumtemperatur
	* entsprechend TVO		

- ▶ Für den adäquaten Transport Ihrer Wasserproben fordern Sie bitte rechtzeitig per Fax einen Kühltransport an (☎ 0721-85000-271). Wir bitten um eine genaue Angabe der benötigten 250 mL-Probenflaschen.
- ▶ Damit die entsprechenden Arbeitsmaterialien (Probenflaschen, Kühlboxen) termingerecht zugestellt werden können, bitten wir, insbesondere bei umfangreicheren Beprobungen (mehr als 40 Flaschen à 250 mL) um eine Bestellung von mindestens 2 Wochen im Voraus.
- ▶ Die Probennahme muss durch einen zertifizierten Probennehmer erfolgen.
- ▶ Ersteinsender bitten wir vor der Probennahme um Rücksprache mit dem mikrobiologischen Labor.

Qualitätskontrolle Zertifikat

Auskünfte Mikrobiologie