



Vanillinmandelsäure

Material Urin, 10 mL aus 24-Std.-Sammelurin. Urinvolumen bitte angeben.
Bitte 10 mL konzentrierte HCl in das Sammelgefäß vorlegen (pH 2 - 3).

Referenzbereich

| | [mg/24 Std.] |
|-----------------------|--------------|
| Erwachsene | < 7,0 |
| Kinder <1 Jahr | < 1,2 |
| 1 - 5 Jahre | < 2,2 |
| 5 - 10 Jahre | < 3,8 |
| 11 - 15 Jahre | < 4,8 |

Methode HPLC

Qualitätskontrolle Zertifikat

Anforderungsschein Download und Analysenposition

Download und Analysenposition

Auskünfte Klinische Chemie und Toxikologie