



## West-Nil-Virus-Antikörper

<b>Testparameter</b>	West-Nil-Virus-IgG Antikörper West-Nil-Virus-IgM Antikörper
<b>Material</b>	<u>Serum</u> , 1 <u>mL</u>
<b>Entscheidungsgrenze</b>	IgG/IgM:                      N: < 0,8 AK-Ratio      Grauzone: < 1,1 AK-Ratio
<b>Methode</b>	<u>ELISA</u>
<b>Qualitätskontrolle</b>	<u>Zertifikat</u>
<b>Anforderungsschein</b>	<u>Download</u>
<b>Auskünfte</b>	<u>Infektionsimmunologie</u>