




Trimipramin



Präanalytik	Blutentnahme am Ende eines Dosierungsintervalls
Material	<u>Serum, 2 mL</u>
Therap. Bereich	150 - 300 ng/mL
Tox. Bereich	> 600 ng/mL 
Methode	<u>HPLC</u>
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Anforderungsschein	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Klinische Chemie und Toxikologie</u>
Stoffgruppe	Psychopharmaka, Antidepressiva
Handelsnamen	<ul style="list-style-type: none">▶ Herphonal▶ Stangyl▶ Trimipramin