

Einsenderinformation

Methodenwechsel:

Chromogranin A

Karlsruhe, 08.11.2012

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

ab Montag, den 12. November 2012, wird die Bestimmung der Chromogranin A Konzentration im Serum auf einen automatisierten Immunofluoreszenzassay (IFA) umgestellt. Der neue Test bietet durch die Mechanisierung eine verbesserte Stabilität, einen vergrößerten Messbereich, sowie die Möglichkeit der täglichen Abarbeitung.

Aufgrund des Methodenwechsels ergeben sich folgende Änderungen:

- ▶ Für die Testdurchführung werden **tiefgefrorene (-20 °C) Serumproben** benötigt.
- ▶ Plasma- und Vollblutproben sind für die Chromogranin A-Messung nicht geeignet.
- ▶ Die Messungen werden künftig täglich, von Montag bis Freitag, durchgeführt.
- ▶ Da trotz guter Korrelation beider Methoden in Einzelfällen technisch bedingte Diskrepanzen auftreten können, bieten wir übergangsweise an, die Chromogranin A Bestimmung auf Wunsch zusätzlich nach der alten Methodik durchzuführen.

Referenzbereiche

- ▶ Neu (IFA) < 15,7 U/l
- ▶ Alt (ELISA) < 18,0 U/l

Wir danken für Ihr Verständnis und stehen Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Ansprechpartner

Dr. med. O. Ochmann	Tel. 0721/85000-237
Dr. rer. nat. F. Strotmann	Tel. 0721/85000-163

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

MVZ Labor Prof. Seelig GbR